



# DYONICS<sup>®</sup> RF SYSTEM

RADIOFREQUENCY SYSTEM

## Şimdi daha da agresif rezeksiyon.

Smith & Nephew diz, kalça, omuz, dirsek, el ve ayak bileği prosedürleri için çok geniş seçenek sunduğu RF ürün portföyüne **DYONICS RF** Sistemi ile şimdi bir yenisini daha ekliyor. **DYONICS RF** Sistemi bipolar RF enerjisini kolayca uygulayarak hızlı rezeksiyon ve ablyasyon sağlarken kontrolü bırakmadan hızı ve verimliliği artırır.

## Yeni!



Yeni **DYONICS RF** Sistemi hızlı rezeksiyon ve ablyasyonu en iyi şekilde yapar. Sistem optimal olarak verilen enerjiyi ve kontrolü dengede tutarak yaptığı işleri net bir kesinlikle yapar.

**Tak ve çalıştır** – RF probu takıldığı anda sistem probu tanır ve en uygun enerji miktarını ayarlar.

**Enerji Gösterge Ekranı** – 1 ile 9 arası değişen enerji miktarları Uyarı Işıkları – Prosedür sırasında yapılan tüm bağlantıları gösterir.

**Kolay Kullanım** – Gerekli tüm bağlantı ve tuşlar ön paneldedir.

**Ayak Pedali** – Verilen enerji miktarını arttırmanızı ya da azaltmanızı sağlar.

## Doğru Sistem

DYONICS RF Radyofrekans Sistemi yumuşak dokuyu hızlı bir şekilde çıkarmak, yontmak ve pıhtılaştırmak – koagüle etmek isteyen artroskopik cerrahları için tasarlanmıştır.



### Yüksek Performanslı RF Probları

DYONICS RF Probları hızlı doku çıkarılmasını sağlayan büyük yüzeyli çeşitli açılı ve elektrot konfigürasyonlarına sahiptir. Yüksek akışlı suction özelliği ile rezekte edilen dokuları, baloncukları ve debrisleri ortadan kaldırır ve net görüntü sağlar.



### İdeal Seçim

RF Probu skopu tespit ettiği anda, enerjiyi durdurur ve skopa zarar gelmesini önler.

